

# Bacoban®

效力  
長達 **10**  
天

細菌  
真菌  
多種病毒

## 長效表面消毒



# 水性 | 即用裝

## 產品

即用裝Bacoban®醫療級長效表面消毒劑，  
不含甲醛、苯酚及酒精

## 使用

用於根據歐盟93/42/ EC(醫療設備)指令的醫療區域消毒，以及醫院、診所、復康中心、老人院、家居、學校、幼兒園、美容院、寵物店。特別適用於因微生物而產生難聞氣味及對衛生條件有嚴謹要求的地方如：洗手間及任何醫療衛生設備等。

Bacoban® WB 可用於製藥和化妝品範疇。

## 成分

每100克溶液中含有：苯扎氯銨0.26克、吡啶硫酮鈉0.025克、縮聚物、芳香劑及淨化水。



醫療級長效表面消毒濕紙巾

每包50片 | 每片180 x 200毫米 / 50克 / 平方米  
(每片紙巾能有效清潔及保護約 1.5平方米)

型號：BACTUE



500 毫升 噴霧裝  
型號：BACDL1

## 微生物效力

Bacoban® DL 有效對抗：細菌、真菌、病毒(乙型和丙型肝炎、HIV、  
流感病毒包括H5N1 和 H1N1、輪狀病毒和線病毒。

效力	
DIN EN 1040	5 分鐘
DIN EN 1275	5 分鐘
DIN EN 1276	5 分鐘
DIN EN 1650	5 分鐘
DIN EN 13697	5 分鐘

按照德國 VAH 準則測試

根據ASTM長期抗病毒療效E 2180標準測試，  
長效抗菌及滅活病毒效果可持續達10天。

UBA編號：57040031  
抗微生物劑識別號：N-34071

按照德國 VAH 準則測試(高有機負荷)

CE 0481

## 關於 Bacoban

### 長效表面消毒，持續長達10天

多年來人類一直在研製各式各樣的消毒劑，當然其中有一些是比較有效的，例如醋及漂白劑(次氯酸鈉)，這兩種產品都為人類作出了重要的貢獻。近年來，我們一直使用酒精、碘和過氧化氫作為表面消毒劑，這些消毒劑雖然在擦拭時有著不錯的消毒效果，但問題是無法持續有效。

試想像一下醫院病房的消毒過程，一個清潔工人從病房的左邊開始進行表面清潔，而當他們工作至右手邊的時候，剛剛清潔過的表面可能已經被病原體再次入侵，這顯然是一個完全不能令人滿意的過程。因此醫療業界需要尋找到解決這個問題的方法，而關鍵之處是在於如何將消毒效果和長期抗菌效果結合在一起。**Bacoban®**的出現，就是解決這個問題的最佳答案。

**Bacoban®**是一款已獲專利的表面消毒劑，採用了全新的消毒方法，利用半永久性納米級二氧化硅塗層(又名液態玻璃)。此種塗層可以在消毒的物件上形成保護層，其抗菌配方會於塗層中持續釋放(消毒效果長達10天)。**Bacoban®**不但可以殺滅99.99%細菌，並有效對抗多種病原體如：手足口病毒、肝炎、流感(包括H5N1、H1N1)、金黃葡萄球菌、HIV、綠膿桿菌及白色念珠菌。**Bacoban®**同時能減少因細菌而引起的異味。

**Bacoban®**被德國VAH(應用衛生協會)歸類入消毒劑清單之內，並得到CE(歐洲合格認證)定為2A級醫療設備。根據ASTM長期抗病毒療效E 2180標準，證實**Bacoban®**能達致長期抗菌效果，並建造一個 "易於清潔" 的表面，從而降低保護表面約50%的清洗時間。

**Bacoban®**根據DIN EN ISO10993-1 GLP條件下測試，符合歐盟93/42/ EC和DIN13485-2003MPG標準認可，並於德國製造。且具醫療器材生物相容性。

**Bacoban®**適用於大部份物件表面包括：金屬、陶瓷、塑膠、木材、紡織品等。

\*Bacoban 能有效對抗多種不同的病原體，包括病毒、細菌和真菌，但並非對所有病原體有效。

